

Delta[®]

LINHA DE IMOBILIZAÇÃO SINTÉTICA BSN MEDICAL



THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical

BSN MEDICAL


RECONHECIDA PELA QUALIDADE, APROVADA NA PRÁTICA

A BSN medical orgulha-se de oferecer a médicos, enfermeiros e técnicos em imobilização soluções que melhoram a qualidade de vida de pacientes ao redor do mundo. Fundada na Alemanha há 15 anos e presente no Brasil desde 2013, a BSN é fruto da associação de empresas e marcas com décadas de experiência no setor de saúde.

NOSSO PORTFÓLIO DE ORTOPEDIA

Somos apaixonados por desenvolver soluções terapêuticas inovadoras que atendam às necessidades dos profissionais médicos e promovam o restabelecimento e o bem-estar dos pacientes. Criamos produtos para cobrir todo o ciclo de tratamento, desde as fases aguda e de reabilitação até a fase crônica ou de prevenção. As linhas Delta® e Actimove®, além do quase centenário Gypsona®, formam o alicerce de um portfólio ortopédico vencedor desenvolvido e aprimorado na Alemanha, e consagrado em todo o mundo.

SOLUÇÕES PARA TODAS AS NECESSIDADES





VOCÊ PRECISA DE IMOBILIZAÇÃO RÁPIDA, FÁCIL, LIMPA E SEGURA?

A SOLUÇÃO: DYNACAST® PRELUDE

Sistema de imobilização versátil e fácil de manipular. Seu tempo rápido de aplicação e adaptação atende à demanda dos profissionais de saúde por imobilizações seguras e práticas. **Dynacast® Prelude** vem pronto para utilizar em rolos de 2,3 metros ou 4,6 metros.

SUBSTRATO DE CAMADA ÚNICA

- Fácil de cortar e aplicar
- Permite adaptação à anatomia do paciente, mesmo ao redor de proeminências ósseas
- Elimina o risco de delaminação, rugas e pontos de pressão
- Aplicação e proteção rápidas



ACOLCHOAMENTO EXTRA MACIO

- Protege a pele do paciente do contato direto com o substrato de fibra de vidro
- Removível, permite ativar o substrato sem necessidade de submergir o acolchoamento em água
- Proporciona conforto ao paciente, e facilita a adesão ao tratamento



Ataduras coloridas não inclusas.

TEMPO DE APLICAÇÃO IDEAL

- Permite tempo suficiente para uma aplicação sem pressa (3 – 7 minutos)*

**a definição do tempo de aplicação varia conforme a quantidade e a temperatura da água utilizada para a ativação*

GERENCIAMENTO DO TEMPO



Longo o suficiente para uma aplicação minuciosa

Curto o suficiente para rápida liberação do paciente

DIVERSOS TAMANHOS

- 7,5 cm x 4,6 m ✓
- 10,0 cm x 4,6 m ✓
- 12,5 cm x 4,6 m ✓
- 20,0 cm x 2,3 m ✓



VOCÊ ACREDITA QUE FORÇA EXTREMA E LEVEZA PODEM ANDAR JUNTOS?

A SOLUÇÃO: DELTA-LITE® PLUS

Delta-Lite® Plus garante excelente imobilização rígida. Com substrato de fibra de vidro e resina de baixa aderência, consagrou-se como solução confiável para fraturas que exigem suporte forte e duradouro.

FIOS LEVES, PORÉM FORTES

- Reduz risco de quebras e, portanto, da necessidade de troca da imobilização
- Proporciona laminação de longa durabilidade
- Excelente relação custo-efetividade

RESINA DESLIZANTE

- Garante moldagem anatômica precisa
- Faz com que a aplicação tenha sensação semelhante à do gesso comum
- Facilita aplicação e moldagem



ACABAMENTO SUAVE

- Minimiza atrito com roupas e outras superfícies
- Ajuda a reduzir irritação da pele
- Aumenta o conforto e a adesão do paciente ao tratamento e valoriza o trabalho do profissional de saúde



GERENCIAMENTO DO TEMPO

Tempo de moldagem

0 - 3 minutos

Tempo de secagem

3 - 5 minutos

Rigidez completa

após 20 minutos

DIVERSAS CORES E TAMANHOS



Branca



Azul



Vermelha



Preta

2,5 cm x 1,8 m	✓			
5,0 cm x 3,6 m	✓	✓		✓
7,5 cm x 3,6 m	✓	✓	✓	✓
10,0 cm x 3,6 m	✓	✓	✓	✓
12,5 cm x 3,6 m	✓			

QUE TAL UM PRODUTO PERFEITO PARA OS DESAFIOS ATUAIS DO GERENCIAMENTO DE FRATURAS?

A SOLUÇÃO: DELTA-CAST® CONFORMABLE

Chega ao Brasil o produto referência em imobilização circular na Europa e nos Estados Unidos. Com substrato em poliéster, **Delta-Cast® Conformable** encara todos os desafios do gerenciamento de fraturas graças a componentes únicos que o tornam uma escolha premium para médicos, técnicos de imobilização e pacientes.

ALONGAMENTO TRIDIMENSIONAL

- Adapta-se à anatomia do paciente em apenas uma volta
- Individualiza a aplicação sem preocupação com rugas ou dobras

LAMINAÇÃO CONFIÁVEL

- Confere segurança, força e confiabilidade ao produto final
- Evita desalinhamentos e a necessidade de se refazer a imobilização
- Acabamento liso e uniforme
- Valoriza o trabalho do profissional de saúde
- Minimiza atrito com roupas e outras superfícies

RESINA DESLIZANTE

- Faz com que a aplicação tenha sensação semelhante à do gesso comum
- Facilita aplicação e moldagem

ESTRUTURA POROSA

- Permite à pele respirar adequadamente, evitando acúmulo de umidade sob a imobilização

100% RADIOTRANSARENTE

- Não requer retirada da imobilização durante radiografia
- Economiza tempo e custo

MATERIAL VERSÁTIL

- Permite adoção de diferentes níveis de rigidez conforme necessidade do paciente
- Aplicação personalizada

REMOVÍVEL COM TESOURA*

- Não requer serra
- Acelera o processo de retirada da imobilização

*até duas camadas





GERENCIAMENTO DO TEMPO

Tempo de
moldagem

Tempo de
secagem

Rigidez
completa

0 - 3
minutos

3 - 20
minutos

após 20
minutos

DIVERSAS CORES E TAMANHOS



Branca



Azul



Vermelha



Preta

2,5 cm x 1,8 m	✓		
5,0 cm x 3,6 m	✓		
7,5 cm x 3,6 m	✓	✓	✓
10,0 cm x 3,6 m	✓	✓	✓
12,5 cm x 3,6 m	✓	✓	✓

COMO FAZER AS IMOBILIZAÇÕES MAIS AGRADÁVEIS PARA AS CRIANÇAS?

A SOLUÇÃO: DELTA-CAST® PRINTS

As estampas coloridas de **Delta-Cast® Prints** têm ajudado crianças ao redor do mundo a se sentirem mais confortáveis e a vencerem a ansiedade do tratamento. Com **Delta-Cast® Prints** a brincadeira não precisa parar!

IDÊNTICO AO DELTA-CAST® CONFORMABLE

- Todas as características e benefícios do novo Delta-Cast® Conformable, com estampas coloridas e variadas

LAMINAÇÃO CONFIÁVEL

- Confere segurança, força e confiabilidade à imobilização
- Evita desalinhamentos e a necessidade de se refazer a imobilização
- Minimiza atrito com roupas e outras superfícies



ESTRUTURA POROSA

- Permite à pele respirar adequadamente, evitando acúmulo de umidade sob a imobilização

100% RADIOTRANSARENTE

- Não requer retirada da imobilização durante radiografia
- Economiza tempo e custo

REMOVÍVEL COM TESOURA*

- Não requer serra
- Acelera o processo de retirada da imobilização

*até duas camadas

GRANDE VARIEDADE DE ESTAMPAS



Pastel



Futebol



Camuflado

5,0 cm x 3,6 m

7,5 cm x 3,6 m ✓



PROCURANDO UMA SOLUÇÃO SEMIRRÍGIDA, QUE PROPORCIONE SUPORTE FUNCIONAL?

A SOLUÇÃO: DELTA-CAST® SOFT

O novo **Delta-Cast® Soft** foi projetado para fornecer suporte funcional a fraturas e lesões de tecidos moles. Semirrígido, permite maior flexibilidade e mobilidade ao paciente, reduzindo assim os problemas mais comuns relacionados às imobilizações, como atrofia muscular e rigidez articular. Como resultado, o tempo total de cicatrização tende a diminuir.

MATERIAL SEMIRRÍGIDO

- Permite que a imobilização seja exatamente e apenas no local necessário
- Reduz os riscos de atrofia muscular, rigidez articular e/ou má circulação



SUBSTRATO DE POLIÉSTER

- Confere maior resistência e durabilidade à imobilização
- Minimiza quebras e, conseqüentemente, a necessidade de refazer a imobilização

ALONGAMENTO TRIDIMENSIONAL

- Adapta-se à anatomia do paciente em apenas uma volta
- Individualiza a aplicação sem preocupação com rugas ou dobras

CANTOS MACIOS

- Permite acabamento uniforme e liso
- Aumenta o conforto e a adesão do paciente ao tratamento e valoriza o trabalho do profissional de saúde

RESINA DE BAIXA ADERÊNCIA

- Facilita a aplicação e garante laminação de longa duração
- Permite acabamento liso e uniforme, que valoriza o trabalho do profissional de saúde

REMOVÍVEL COM TESOURA

- Não requer serra
- Acelera o processo de retirada da imobilização

ESTRUTURA POROSA

- Aumenta a permeabilidade do sistema ao ar
- Permite à pele respirar adequadamente, evitando acúmulo de umidade sob a imobilização

DIVERSAS CORES E TAMANHOS



100% RADIOTRANSARENTE

- Não requer retirada da imobilização durante radiografia
- Economiza tempo e custo

2,5 cm x 1,8 m	✓				
5,0 cm x 3,6 m	✓	✓	✓	✓	✓
7,5 cm x 3,6 m	✓	✓	✓	✓	✓
10,0 cm x 3,6 m	✓	✓	✓	✓	
12,5 cm x 3,6 m	✓				

JÁ IMAGINOU UM PRODUTO QUE PERMITISSE MOLHAR A IMOBILIZAÇÃO SINTÉTICA?

A SOLUÇÃO: DELTA-DRY®

Que paciente não gostaria dessa flexibilidade durante o período de reabilitação? A linha Delta-Dry® de malhas tubulares e acolchoamentos confere aos produtos de imobilização circular da BSN medical a capacidade de resistir à água. Isso permite que os pacientes possam realizar sem restrições atividades que envolvam molhar a imobilização, como tomar banho, lavar a louça e até curtir uma piscina!

SISTEMA DE SECAGEM RÁPIDA

- Alta permeabilidade ao ar permite que a imobilização esteja seca em 90 minutos após molhada
- Evita maceração da pele, coceira e odor
- Facilita a higiene pessoal e a prevenção de doenças
- Permite que os pacientes permaneçam ativos, minimizando o impacto social do período de reabilitação

CONJUNTO RESISTENTE À ÁGUA

- Elimina a necessidade de trocas da imobilização por danos causados pela água
- Excelente custo-efetividade, pois evita desperdício de material e, principalmente, de tempo dos profissionais de saúde

ESTRUTURA POROSA

- Permite à pele respirar adequadamente, evitando acúmulo de umidade sob a imobilização

DIVERSOS TAMANHOS

- 2,5 cm x 10 m ✓
- 5,0 cm x 10 m ✓
- 7,5 cm x 10 m ✓
- 10,0 cm x 10 m ✓
- 12,5 cm x 10 m ✓



Malha tubular (stockinette)

- 5,0 cm x 2,4 m ✓
- 7,5 cm x 2,4 m ✓
- 10,0 cm x 2,4 m ✓



Acolchoamento (padding)





A LINHA DE IMOBILIZAÇÃO SINTÉTICA BSN MEDICAL PODE SER COMBINADA COM OUTROS PRODUTOS

ACTIMOVE® SLING

Actimove® Sling combina uma faixa larga com prendedores em formato de Y, oferecendo aos profissionais de saúde e pacientes uma tipoia de tamanho ajustável, com imobilização confiável. O produto pode ser usado para imobilização de membros superiores em adultos e crianças.



ACTIMOVE® MITELLA ECO

Actimove® Mitella Eco é um suporte para o braço indicado para lesões traumáticas e de tecidos moles. Suporta a extremidade superior lesionada através de uma alça inelástica ajustável que permite posicionamento correto e estável do braço.



CO-PLUS® LF

Co-Plus® LF é uma bandagem livre de látex, auto-aderente, multiuso e fácil de usar. É flexível e se adapta à anatomia do paciente. Sua estrutura porosa permite à pele respirar adequadamente. Devido à sua elasticidade, Co-Plus® LF é perfeito para utilização em conjunto com talas rígidas como Dynacast® Prelude.



BSN medical

www.bsnmedical.com
sac@bsnmedical.com
Tel. 0800.70.45415

BSN medical