

Actimove® Walker Air & Standard

Sinta-se melhor. Mova-se melhor.



- Tiras cruzadas no tornozelo
- Orifícios de respiração
- Sistema integrado de bomba e válvula (Air)



BSNmedical

Actimove® Walker Air & Standard

Máximo efeito médico

As excelentes características de **Actimove® Walker Air** e **Actimove® Walker Standard** fazem deles algo único no mercado. A bota rígida, as tiras cruzadas, os dispositivos de ajuste e a espuma confortável e respirável garantem perfeita adequação e conforto. Dois produtos, uma única intenção – ótima estabilização para maior conforto do paciente.



Actimove® Walker Air

O sistema integrado de bomba e válvula insufla ar na capa de proteção e garante uma compressão ajustável que se adapta às necessidades do paciente no caso de inchaço.

Actimove® Walker Standard

Os novos e exclusivos orifícios de respiração permitem ventilação e fornecem uma boa climatização para a pele, aumentando o conforto do paciente.





... Tiras cruzadas no tornozelo

- Evitam movimento para trás e para frente
- Proporcionam uma melhor fixação do salto



... Sola balanceada

- Suporta o andar fisiológico
- Permite melhor movimento ao caminhar



... Proteção almofadada com forma anatômica melhorada

- Garante uma melhor adequação
- Proporciona maior conforto ao paciente



... Tiras e laço ajustáveis e removíveis

- Proporcionam adequação customizada
- Fáceis de aplicar
- Oferecem boa estabilidade e suporte

Actimove® Walker Air & Standard – parte da solução de terapia integrada da BSN para torções de tornozelo.

Fase Aguda	Fase de Proliferação	Fase de Remodelação	Prevenção/Crônica
	Actimove® Walker Air & Standard	Actimove® TaloCast	Actimove® TaloWrap

- Tiras cruzadas de tornozelo
- Capa de proteção com orifícios de respiração (Standard)
- Sistema integrado de bomba e válvula (Air)

- Envoltórios plásticos leves, porém fortes
- Conforto excepcional
- Tamanhos universais
- Material elástico
- Compressão ajustável
- Melhor estabilidade



Actimove® Walker Air & Standard



Indicações

- ✓ Fraturas do pé e tornozelo
- ✓ Torções de tornozelo
- ✓ Fraturas da parte inferior da perna
- ✓ Uso pós-operatório e em reabilitação
- ✓ Lesões nos tecidos moles
- ✓ Torções no pé

Informações para pedidos

Modelo	Tamanho	Código de produto
Actimove® Walker Standard Low	XS - 30 a 32	B76270-00
	S - 33 a 35	B76270-01
	M - 36 a 41	B76270-02
	L - 42 a 45	B76270-03
	XL - 46 a 48	B76270-04
Actimove® Walker Standard High	XS - 30 a 32	B76270-05
	S - 33 a 35	B76270-06
	M - 36 a 41	B76270-07
	L - 42 a 45	B76270-08
	XL - 46 a 48	B76270-09
Actimove® Walker Air Low	XS - 30 a 32	B72272-00
	S - 33 a 35	B72272-01
	M - 36 a 41	B72272-02
	L - 42 a 45	B72272-03
	XL - 46 a 48	B72272-04
Actimove® Walker Air High	XS - 30 a 32	B72272-05
	S - 33 a 35	B72272-06
	M - 36 a 41	B72272-07
	L - 42 a 45	B72272-08
	XL - 46 a 48	B72272-09



Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
R. Julio Parigot, 525/535 Vila Antonieta, São Paulo-SP, CEP 03478-007
SAC Neve: 0800 70 45415 sac@bsnmedical.com Telefone Comercial: 11 2141 8100

www.neveline.com.br www.bsnmedical.com