

Delta-Dry®

A solução que se adapta à sua vida



- A única solução resistente à água
- Melhor higiene
- Não atrapalha o seu dia a dia



BSN medical

Delta-Dry®


Um novo conceito no cuidado de fraturas

Que paciente não iria preferir uma imobilização resistente à água? Que pudesse ser usada no chuveiro, na banheira ou na piscina? A nova linha de produtos Delta-Dry® oferece materiais para imobilizações sintéticas, tornando-as resistentes à água, permitindo aos pacientes executar sua higiene pessoal e atividades diárias sem restrições, com mais conforto e sem trocas não programadas. É hora de mudar para um novo conceito no cuidado de fraturas.



Resistente à água e com Sistema de Secagem Rápida

O material patenteado Delta-Dry® com estrutura das fibras em malha aberta oferece resistência à água e acelera a drenagem após a submersão. A temperatura corporal do paciente evapora a umidade rapidamente através da trama de ar (alta MVTR*), secando o molde. Após 90 minutos, a pele fica completamente seca.



Custo-efetividade

A linha Delta-Dry® contribui para uma solução terapêutica com excelente custo-efetividade, pois reduz a probabilidade de trocas não programadas do molde e permite que os pacientes mantenham a higiene pessoal e permaneçam ativos.

Modo de aplicação comum

Os produtos Delta-Dry® são aplicados da mesma forma que os produtos sintéticos convencionais sem necessidade de aprendizagem de novas técnicas de aplicação ou de treinamento especial. O material altamente adaptável e elástico torna a aplicação livre de rugas de forma fácil e prática.

Diferença no cuidado com o paciente

A malha de poliéster-nylon-polipropileno dos produtos Delta-Dry® proporciona um acolchoamento suave e confortável sobre a pele do paciente. Seu alto teor de porosidade mantém a pele seca e bem arejada, ajudando a reduzir problemas epidérmicos como macerações, coceira e odor. Como resultado, a adesão e a satisfação do paciente aumentam.

Informações para pedidos


Delta-Dry® Stockinette

Malha Ortopédica Sintética resistente à água. Uso recomendado em combinação com o acolchoamento Delta-Dry®.

	Código de produto	Tamanho	Rolos por caixa
	B74564-00	2,5 cm x 10 m	1
	B74564-01	5 cm x 10 m	1
	B74564-02	7,5 cm x 10 m	1
	B74564-03	10 cm x 10 m	1
	B74564-04	12,5 cm x 10 m	1

Delta-Dry®

Acolchoamento sintético resistente à água. Uso recomendado em combinação com Delta-Dry® Stockinette.

	Código de produto	Tamanho	Bandagens por caixa
	B73443-00	5 cm x 2,4 m	12
	B73443-01	7,5 cm x 2,4 m	12
	B73443-02	10 cm x 2,4 m	12



Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
R. Julio Parigot, 525/535 Vila Antonieta, São Paulo-SP, CEP 03478-007
SAC Neve: 0800 70 45415 sac@neveline.com.br Telefone Comercial: 11 2141 8100

www.neveline.com.br www.bsnmedical.com